



N° POS	Q.TA'	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
13	1	TT02126.X	SUPPOTRO MONITOR VESA 75/100
12	1	080.1850_1	STAFFA RINFORZO RIPIANO MM 400x200 FLEX
11	1	080.1319 R01 A	RIPIANO 400x200 MM PORTA MONITOR
10	1	080.1414 R01 A	RIPIANO SCORREVOLE ENDO S 400
9	1	080.1413 R01 A	RIPIANO SANDWICH ENDO S 400
8	3	080.1054 A	RIPIANO EASY 400x360 MM
7	1	080.1411 A	CASSETTO ENDO S 400
6	2	080.1031A	CHIUSURA MONTANTE PORTA CAVI
5	2	080.1030 L	MONTANTE PORTA CAVI
4	2	080.1029A	MONTANTE PORTA RIPIANI
3	2	030.1197	RUOTA Ø 125 MM
2	2	030.1198	RUOTA Ø 125 MM CON FRENO
1	1	080.1430 A	BASE PRO 400

TOLLERANZE - TOLERANCES  
MECHANICAL MACHINING

ALBERO - SHAFTS ..... h9 UNI EN 202895  
FORI - HOLES ..... H12 UNI EN 202895  
ALTRE QUOTE - OTHER DIM ..... js12 UNI EN 202895  
VALORI ANGOLARI - ANGULARITY ..... 30' UNI EN 202895  
SMUSSI E SPIGOLI - CHAMFERS ..... DA 0.2 A 0.5  
RACCI - CONCAVI - CONCAVE FILLETS ..... DA 0.2 A 1.0  
FILETTAT. Q.TA MEDIA - MEDIUM QUALITY THREAD ..... UNI 5541  
TRA SUPERF. E RISPETT. ASSI - BETWEEN SURF. AND THEIR AXES ..... 0.2 SU 100  
TRA SUPERF. - BETWEEN SURF. ..... 0.3 SU 100  
CONCENTR. E COASS. - CONCENTR. AND COAX. ..... 0.3 SU 360°  
ERRORE DI ROTAZ. - ROTATION ERROR ..... 0.3 SU 360°  
CARPENT. SALDATA - WELDED CARPENTRY ..... js 14  
CARPENT. CHIODATA - NIVELLED CARPENTRY ..... js 14  
VALORI ANGOLARI SU CARPENT. - ANGULAR VALUES FOR CARPENTRY ..... ±0.45

PROPRIETA RISERVATA. VIETATA LA RIPRODUZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.  
OGNI INFRAZIONE SARA PUNITA A TERMINI DI LEGGE.

<b>BIEFFE ITALIA srl</b>		COLORE: RAL7035	TRATTAMENTO: -	PROGETT.: BEREZYUK Arthur	DATA: 28/09/2011
<b>WEIKO</b>		DIMENSIONE(mm): 545x631x1617 (WxDxH)	PESO(kg): 48.03	N°Pz: 1	CONTR.: DATA:
DESCRIZIONE: PROFESSIONAL POWER CART		DWG N°:	MOD.: -		APPROV.: DATA:
ENDO S 400		EDIZ.: A		FOGLIO: 1 di 1	SCALA: fuori scala

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

MOD. DATA

Design by BEREZYUK Arthur